



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290710-290714

Classic

Nitrilhandsker Pudderfri, Sensitive



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Pudderfri
Usterile
Orange
Ru fingerspidser – yderst god gennemfølingsevne
Med rullekant
Egnet til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001 & ISO 13485

CE

CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC klasse I og EU direktiv 89/686/EEC, CAT III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4
EN 374-1 (undtaget pkt 5.3)
EN 374-2
EN 374-3 (anvendt testmetoden til kemikalie penetration)
EN 388 (0,0,0,0)
EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning	6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton

Strækkevne:

Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290710-290714

Forpakning

100 stk. pr. æske
10x100 stk. pr. karton
60 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndfladen	0,05 mm	(+/- 0,02)
Fingrene	0,08 mm	(+/- 0,02)
Håndled	0,05 mm	(+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
X-small	290710	5-6	75	240
Small	290711	6-7	85	240
Medium	290712	7-8	95	240
Large	290713	8-9	106	240
X-large	290714	9-10	116	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Gennemtrængningstid
Pudderrester
Virusgennemtrængning
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitril	-
Titanium Dioxid	13463-67-7
Zinc oxid	1314-13-2
Anti oxidant	68610-51-5
Svovl	7704-34-9
Kalium Hydroxide	1310-58-3
Klorin	7782-50-5
Zinc Diethyldithiocarbamate	14324-55-1
Zinc Dibutyldithiocarbamate	136-23-2
Pigment farve orange	3468-63-1 6358-85-6



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290710-290714

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Acetone	67-64-1	<1 min	0
Diethylamine	109-89-7	<1 min	0
Dismofix B 1%		>480 min	6
Dismofix K 1%		>480 min	6
Dismozon pur 1%		>480 min	6
Dismozon pur 4%		>480 min	6
Diurethane Dimethacrylate	72869-86-4	>480 min	6
Ethanol 1,5%	64-17-5	>480 min	6
Ethanol 35%	64-17-5	4 min	0
Ethanol 70%	64-17-5	3 min	0
Ethanol 99%	64-17-5	<1 min	0
Ethidium bromide 5%	1239-45-8	>480 min	6
Formalin 10%	50-00-0	>480 min	6
Formaldehyde 35%	50-00-0	>480 min	6
Glutaraldehyde 4%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Hydroxyethyl Methacrylate 97%	868-77-9	>5 min	0
Isopropanol	67-63-0	2 min	0
Isopropanol 1,5%	67-63-0	>480 min	6
Klorhexidine 4%	55-56-1	>480 min	6
Klorhexidine diguconate 20%	18472-51-0	>480 min	6
Kohrsolin ekstra 0,5% alkohol		>480 min	6
Kohrsolin ekstra 4% alcohol		>480 min	6
Korhsolin FF 0,5%		>480 min	6
Korhsolin ekstra 0,5% glutaraldehyde		>480 min	6
Korsolex ekstra 4% glutaraldehyde		>480 min	6
Korsolex med AF 1%		>480 min	6
Korsolex plus 3%		>480 min	6
Mikrobac tissue		>480 min	6
Natrium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min	6
Natrium hypochlorite 5 %	7681-52-9	>480 min	6
n-Heptane	142-82-5	<1 min	0
n-Hexane	110-54-3	<1 min	0
Propanol	71-23-8	<4 min	0
Triethylene glycol dimethacrylate 95%		<6 min	0
Cystostatika			
Bortezomib 1.000 ppm		>480 min	6
Carmustine (BCNU) 3.300 ppm		59,19	2
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min	6
Epirubicin 2.000 ppm		>480 min	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Fluorouracil 50.000 ppm		>480 min	6
Gemcitabine (Gemzar) 38.000 ppm		>480 min	6
Irinotecan 20.000 ppm		>480 min	6



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290710-290714

Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>480 min	6
Thiotepa 10.000 ppm	>480 min	6

Testet iht: EN 374-3

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevaregodkendt ^{*4}	✓	✓	✓

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

SK114/DK/12.2014

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges